




Vasche a
ULTRASUONI

FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA

La nuova linea di vasche ad ultrasuoni Smeg, dispositivi Medici di Classe I secondo MDR (Regolamento UE 2017/745), costituisce un valido supporto per l'**eliminazione dei residui insolubili in acqua**. Utili per rimuovere residui resistenti dagli strumenti di lavoro, anche di piccole dimensioni o con geometrie che rendono complesso il lavaggio tradizionale.

Semplici da installare e interamente realizzate in acciaio, le nuove vasche a ultrasuoni, sono inoltre dotate di maniglie ergonomiche laterali per facilitare gli spostamenti e lo svuotamento per mezzo di un robusto rubinetto e tubo di scarico, compresi nella dotazione.



TECNOLOGIA

- ▶ Nuova interfaccia semplice e intuitiva da utilizzare.
- ▶ Controllo elettronico di tempo e di temperatura più idonei al tipo di materiale da trattare.
- ▶ Fase di riscaldamento regolabile controllata elettronicamente.

Per un migliore utilizzo sono disponibili anche gli **accessori opzionali**:

Coperchi. Proteggono l'operatore da aerosol e schizzi quando l'apparecchio è in funzione. Inoltre stabilizza la temperatura del liquido all'interno della vasca, fa in modo che l'ultrasuono raggiunga più velocemente la temperatura e la mantenga di conseguenza si ottiene risparmio di tempo e di energia.

- ▶ Cestelli
- ▶ Supporti per bicchieri
- ▶ Bicchieri in vetro
- ▶ Cestini per microstrumentario



Sono 6 i modelli disponibili con capacità di serbatoio da 3 a 90 litri.



VU03H1



VU06H1



VU14H1



VU28H1



VU45H1



VU90H1

SMEG S.p.A.

Fondata nel 1948, SMEG, il cui nome è l'acronimo di "Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla", è un'azienda orgogliosamente Italiana giunta alla terza generazione della famiglia Bertazzoni. Rinomata per la produzione responsabile di creazioni che combinano tecnologia e stile, SMEG realizza elettrodomestici ad alte prestazioni, realizzati con materiali di qualità per l'**ambiente domestico, professionale, di laboratorio e medicale**.

L'azienda conta **cinque stabilimenti produttivi** in Italia e ha una forte **presenza internazionale** con filiali commerciali dirette e una rete capillare di distributori in tutto il mondo.

Il Gruppo SMEG S.p.A. è oggi riconosciuto a livello internazionale come una punta d'**eccellenza del Made in Italy**.



Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.smeg.com



Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) - Italy

www.smeg-instruments.com | e-mail: instruments@smeg.it