

## WD2145

---



THERMO DESINFECTOR MONOFASE, CERTIFICADO EN 15883

BASIC LINE - THERMO DESINFECTOR 45 CM

[Descargue el catálogo completo PDF](#)

---

- ✓ lavar hasta 95 °C - desinfección térmica
- ✓ programas: 9 predefinidos + 6 personalizables
- ✓ control electrónico programable por microprocesador
- ✓ puerto en serie RS232 para conexiones a impresora externa o PC
- ✓ secado termodinámico activo
- ✓ condensador de vapor de gran eficiencia con inyección de agua fría
- ✓ bomba peristáltica para dosificar el detergente líquido con sensor de nivel
- ✓ bomba peristáltica para dosificar el neutralizante líquido con sensor de nivel
- ✓ tanque de lavado de acero inoxidable AISI 316L
- ✓ hecho de acero inoxidable
- ✓ dos niveles de lavado independiente, con guías telescópicas
- ✓ dimensiones externas ANxPxAL: 450 x 620 x 850 mm
- ✓ dimensiones internas del tanque ANxPxAL: 370 x 480 x 570 mm
- ✓ ablandador incorporado de regeneración volumétrica con sensor salino
- ✓ conexión de red de agua
- ✓ cerradura electrónica, para la seguridad del usuario
- ✓ conexión eléctrica: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max
- ✓ versión 60 Hz disponible
- ✓ sin carros

