



LAVADORES DE ALTA CAPACIDADE DE  
LAVAGEM para CSSD

---



# PONTOS CHAVE

## COMPACTO COM ALTA CAPACIDADE

Design compacto sem comprometer a capacidade de lavagem, permitindo aplicações de grande volume em espaço reduzido, permitindo um aumento da produção através de uma manipulação ergonómica da carga.

As máquinas de lavar desenhadas e produzidas, pela Smeg, em Itália, são concebidas com finalidade de se adequarem aos requisitos específicos dos nossos clientes: **compactas, rápidas, ergonómicas e confiáveis.**

## FLEXIBILIDADE



Máquinas de lavar de portas deslizantes ou desmontáveis com um único rack, conseguem garantir o tratamento de diferentes instrumentos. Um rack => muitas aplicações => menos custos.

## CICLOS RÁPIDOS

Ciclos completos de lavagem e desinfeção realizados em 35 minutos. Menos tempo, dinheiro e energia => custos de funcionamento e horas de trabalho mais reduzidos.

## SEGURANÇA

A última geração de eletrónica verifica cada parâmetro do ciclo de lavagem. A capacidade de armazenar dados garante a absoluta segurança e certeza dos resultados.



12  
DIN

Máquina de lavar de porta deslizante, simples ou dupla, em vidro. Excelente capacidade de lavagem: até 12 cestos DIN. A porta deslizante permite ao cliente carregar e descarregar de forma ergonómica, e com as nossas inserções exclusivas e design de rack, adicionando um carregamento seguro e fácil sem qualquer levantamento de pesos. Novo ciclo de desinfeção térmica TURBO de 35 minutos.



LAVAGEM INSTRUMENTOS



LAVAGEM MIS



LAVAGEM RECIPIENTES



# LAVADORA WD7010

12  
DIN

Desinfecção da máquina de lavar com porta de vidro deslizante simples ou dupla. A última geração de eletrónica com tecnologia de ecrã tátil => integrando resultados visuais e de segurança. O novo ciclo de lavagem rápida TURBO consegue uma desinfecção térmica de 35 minutos. Redução dos custos de funcionamento em versões com aquecimento a vapor.

800 mm

780 mm



RECONHECIMENTO  
RACK AUTOMÁTICO

LAVAGEM DE SOCAS OP



LAVAGEM PERSONALIZADA



LAVAGEM INSTRUMENTOS



IMPRESSORA  
INTEGRADA

1945 mm



# LAVADORA WD7015

18  
DIN

Desinfecção com porta deslizante simples ou dupla. A última geração de eletrónica com tecnologia de ecrã tátil, garante desempenhos irrepreensíveis. Capacidade: até 18 cestos DIN. Possibilidade ciclo de desinfecção térmica TURBO de 35 MINUTOS.



ROBOTIC/DA VINCI LAVAGEM



LAVAGEM RECIPIENTES



CARRO DE LAVAGEM DE ANESTESIA





Smeg S.p.A.  
Via Leonardo da Vinci, 4  
42016, Guastalla (RE), Italia  
[instruments@smeg.it](mailto:instruments@smeg.it)  
[www.smeg-instruments.com](http://www.smeg-instruments.com)