

FV10G1A



FRIGORIFERO PROFESSIONALE +4 °C 100 LITRI

FRIGO PROFESSIONALI

[Scarica PDF](#)

- ✓ campo temperatura da +2 °C a +15 °C
- ✓ volume interno 100 litri
- ✓ n. 1 porta auto-chiudente con doppio vetro a camera isolante
- ✓ cerniere di apertura porta su lato destro (possibilità di indicare lato sinistro in fase di ordine)
- ✓ n. 1 serratura a chiave
- ✓ controllo elettronico a microprocessore
- ✓ frontalino con tasti a membrana e display LCD
- ✓ n. 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo)
- ✓ memoria interna di 4 MB - 46000 righe dati, ultimi 20 allarmi visualizzabili sul display
- ✓ segnalazione acustica e visiva degli allarmi
- ✓ n. 7 differenti allarmi: alta temperatura (soglia regolabile), bassa temperatura (soglia regolabile), porta aperta, condensatore sporco, sonde guaste, mancanza tensione, batteria tampone scarica
- ✓ batteria tampone 12 V (optional) per visualizzazione temperatura ed acquisizione allarmi in assenza di corrente elettrica fino a 48 ore
- ✓ porta USB per prelievo dati
- ✓ modulo GSM per invio messaggi (optional)
- ✓ porta Ethernet per connessione LAN (optional)
- ✓ sbrinamento con evaporazione automatica dell'acqua di condensa (cicli programmabili)
- ✓ evaporatore di tipo ventilato
- ✓ illuminazione verticale a LED per vano frigorifero
- ✓ configurazione base: n. 2 ripiani in acciaio AISI 304 e regolabili in altezza
- ✓ configurazione alternativa: cassetti in acciaio AISI 304 con frontale in Plexiglas (optional fino a 2)
- ✓ n. 4 ruote unidirezionali + n. 2 piedini di fissaggio anteriori
- ✓ struttura interna in acciaio AISI 304
- ✓ isolamento in poliuretano espanso ecologico con pareti da 60 mm

- ✓ dimensioni esterne LxPxH: 600 x 600 x 860 mm
- ✓ peso 76 kg
- ✓ collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 245 W
- ✓ cavo di collegamento separabile con spina Schuko

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - P. IVA 01555030350
Tel. +39 0522 8211 - fax +39 0522 821453 - service.instruments@smeg.it

