

## VU30H

---



VASCA AD ULTRASUONI - 30 LITRI  
VASCHE ULTRASUONI  
DOWNLOAD AREA

---

- ✓ frequenza dell'ultrasuono 38 kHz
- ✓ n. 6 trasduttori
- ✓ potenza effettiva trasduttore: continua 300 W / picco 1,2 kW
- ✓ intensità: 2,6 W/cm<sup>3</sup>
- ✓ funzione sweep: variazione frequenza per migliorare l'efficienza del trattamento
- ✓ funzione boost: incremento addizionale del 25% dell'intensità di potenza per trattare efficacemente strumenti fortemente contaminati
- ✓ funzione degas: per l'eliminazione delle microbolle all'interno dei corpi cavi e incrementare l'azione dell'ultrasuoni
- ✓ funzione riscaldamento dell'acqua di lavaggio da 30 °C a 80 °C (1,2 kW)
- ✓ indicazione riscaldamento e mantenimento temperatura set con LED rosso/verde
- ✓ funzione timer preselezioni 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 min. e continuo (max 12h)
- ✓ scarico integrato per l'acqua di lavaggio
- ✓ rivestimento esterno in acciaio inox
- ✓ dimensioni interne della vasca LxPxH: 505 x 300 x 200 mm
- ✓ dimensioni esterne LxPxH: 568 x 340 x 321 mm
- ✓ collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 1,5 kW max
- ✓ cesto base VU30CSK non incluso

