

GW2145



LABORATORIUM GLAS WASMASCHINE

[Downloaden catalogus compleet PDF](#)

- ✓ wassen tot 95 °C - antibacterieel thermische desinfectie
- ✓ elektronische programmering; 9 ingestelde programma's + 6 gratis programma's
- ✓ microprocessor programmeerbare elektronische besturing
- ✓ RS232 seriële poort voor verbinding met externe printer of PC
- ✓ actieve thermodynamische drogen
- ✓ alkalische waspoeder dispenser
- ✓ peristaltische pomp voor zure vloeistof neutralisatie
- ✓ mogelijkheid tot installatie 1 extra peristaltische pomp
- ✓ waskamer en interne deur in AISI 316L roestvrij staal
- ✓ externe panelen in AISI 304 roestvrij staal
- ✓ 2 onafhankelijke wassen niveaus door telescopische geleiders
- ✓ uitwendige afmetingen LxBxH: 450 x 620 x 850 mm
- ✓ binnenafmetingen (werkruimte) LxDxH: 370 x 480 x 570 mm
- ✓ opgenomen waterontharder met zout sensor
- ✓ koud water en gedemineraliseerd water aansluitingen
- ✓ elektronisch deurslot systeem voor de veiligheid van de gebruiker
- ✓ elektrische aansluiting: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 3,3 kW max
- ✓ 60Hz-versie beschikbaar
- ✓ Schuko stekker 16A 250Vinbegrepen
- ✓ bovenste en onderste trolleys D-CS1 en D-CS2 inbegrepen

