

GW7010M

LABORATORIUM GLAS WASMACHINE MET HOOGHE CAPACITEIT (266 LT)

[Downloaden catalogus compleet PDF](#)

- ✓ wast tot 95 °C antibacterieel thermische desinfectie
- ✓ capaciteit tot 5 niveaus
- ✓ programma's: 20 vooringestelde programma's + 20 vrij te programmeren
- ✓ TFT kleuren display aan beide zijden meerdere talen instelbaar
- ✓ functies beschermd door middel door wachtwoorden op verschillend niveau
- ✓ optioneel een ingebouwde printer
- ✓ USB aansluiting om het cycli logboek te downloaden
- ✓ optioneel; Ethernet poort voor LAN aansluiting
- ✓ naar beneden schuivende volledige glazen deur
- ✓ deur volledig te laten zakken
- ✓ electronisch deurslot
- ✓ hoge druk hete lucht droog systeem
- ✓ optioneel; zeer efficiënte stoomcondensator Ecoslim
- ✓ peristaltische pomp voor vloeibare wasmiddel met niveau sensor
- ✓ peristaltische pomp voor vloeibare neutralisator met niveau sensor
- ✓ de mogelijkheid om twee extra peristaltische pompen aan te sluiten
- ✓ binnenzijde en binnenzijde van de deur uitgevoerd in AISI 316L RVS
- ✓ externe afgewerkt met AISI 304 RVS
- ✓ de kast voor wasmiddel is uit AISI 304 RVS 3 x 5 liter tanks en 1 van 1 liter
- ✓ buitenafmetingen LxDxH: 780 x 800 x 1950 mm
- ✓ binnenafmetingen (werkruimte) LxDxH: 550 x 620 x 685 mm
- ✓ aansluitingen voor koud water, heet water en gedemineraliseerd water
- ✓ afvoer aansluiting op vloer niveau

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - BTW nummer 01555030350

TELEFOON +39 0522 8211 - fax +39 0522 821453 - service.instruments@smeg.it