

VU45H



ULTRASOON REINIGER 45 LITER

[Downloaden catalogus compleet PDF](#)

- ✓ ultrasoon frequentie 38 kHz
- ✓ multi frequentie functie om de reiniging te verbeteren
- ✓ geleidelijke intensiteit verhoging om de reiniging te verbeteren
- ✓ ontgassingsfunctie om de reiniging te verbeteren
- ✓ electronisch gecontroleerde verwarming
- ✓ ingebouwd afvoersysteem
- ✓ n. 8 omzetter
- ✓ rvs buitenzijde
- ✓ binnenzijde (reservoir) afmetingen LxDxH: 500 x 300 x 300 mm
- ✓ buitenafmetingen LxDxH: 615 x 370 x 467 mm
- ✓ elektrische aansluiting: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,0 kW max
- ✓ mand vu45csc niet inbegrepen

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - BTW nummer 01555030350
TELEFOON +39 0522 8211 - fax +39 0522 821453 - service.instruments@smeg.it